

Valider vos résultats d'analyses importés

Pourquoi valider

Importer des résultats, qu'ils viennent de vos analyses Aquatycia ou d'un autre laboratoire, c'est rapide. Mais avant que ces mesures ne pèsent dans votre conformité et votre registre, il est sain de pouvoir jeter un œil et confirmer. C'est exactement le rôle de la validation : les mesures fraîchement importées arrivent à l'état à valider, et c'est vous qui décidez de les rendre définitives.

Où se passe la validation

Rendez-vous dans Suivi sanitaire, entrée Importer des résultats. En bas de page, l'historique des imports liste vos derniers chargements. Pour chaque import, vous voyez le nombre de mesures concernées et, lorsqu'il reste des mesures à confirmer, un bouton « Valider les N mesures ».

Valider en un clic

- ? Repérez l'import à confirmer dans l'historique.
- ? Cliquez sur Valider les N mesures.
- ? Le carnet valide l'ensemble des mesures de cet import en une fois, puis recalcule votre conformité pour tenir compte des nouvelles valeurs.

Une fois l'opération terminée, le bouton laisse place à un badge vert Validé : il n'y a plus rien à faire pour cet import.

Ce que la validation déclenche

Valider, ce n'est pas qu'un statut : c'est ce qui fait entrer officiellement les mesures dans votre suivi. Votre score de conformité, vos pastilles vert/orange/rouge et vos tendances se mettent à jour en conséquence. Tant qu'une mesure n'est pas validée, elle reste visible mais identifiée comme en attente.

Bon à savoir

La validation est réservée aux personnes disposant des droits suffisants. Elle s'applique import par import, ce qui vous permet de traiter vos chargements à votre rythme, sans jamais perdre la trace de ce qui reste à confirmer.